

ACCUNIQ BC380



Id./Nombre : 01 / Usuario de prueba
 Estatura : 161,9 cm Edad : 33 años Sexo : Hombre
 Fecha/Hora de la prueba : 9/22/2018 14:19

Análisis de composición corporal

	Valores	Agua corporal	Masa magra de tejido blando	Masa libre de grasa	Peso
Agua corporal	33,9 (33,7 ~ 35,8)	33,9	43,0 (39,9 ~ 46,7)	46,5 (46,2 ~ 49,0)	69,5 (49,0 ~ 66,3)
Proteínas	9,1 (8,6 ~ 10,6)				
Minerales	3,5 (3,0 ~ 3,6)				
Grasa corporal	23,0 (8,1 ~ 12,1)				

Análisis de músculo/grasa

	Por debajo	Normal	Por encima
Peso	65 75 85 100 115 125 135 145 155 165 175 185 [%]		
69,5			
SMM	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]		
Masa muscular esquelética			
25,8			
Masa grasa	40 60 80 100 120 170 220 270 320 370 420 470 [%]		
23,0			


Análisis de obesidad

	Por debajo	Normal	Por encima
IMC	14,50 16,50 18,50 21,75 25,00 27,21 29,42 31,64 33,85 36,07 38,28 40,50 [kg/m²]		
Índice de masa corporal			
26,5			
PBF	10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 26,4 32,8 39,2 45,7 52,1 58,5 65,0 [%]		
Porcentaje de grasa corporal			
33,1			

Análisis de obesidad abdominal

	Por debajo	Normal	Por encima
WHR	0,75 0,90		
Proporción de cintura a cadera			
0,96			
VFL	0 4 8 10 15		
Nivel de grasa visceral			
14			
VFA	50 100		
Área de grasa visceral			
145			

Análisis Segmentaria de magra



Cambio de composición corporal

	2/20/2018 (20:10)	2/20/2018 (20:13)	8/7/2018 (18:13)	8/7/2018 (18:38)	9/22/2018 (14:19)
Peso	69,5	69,5	69,9	69,9	69,5
SMM	26,1	26,3	26,8	26,2	25,8
PBF	32,3	32,0	31,0	32,5	33,1
Fecha de la prueba	2/20/2018 (20:10)	2/20/2018 (20:13)	8/7/2018 (18:13)	8/7/2018 (18:38)	9/22/2018 (14:19)



Evaluación integral

Tipo de cuerpo	Obesidad clase 2	
Edad biológica	37	años
Índice metabólico basal (BMR)	1373	kcal
Gasto energético diario total	2114	kcal
Masa celular corporal	31,7	kg
Masa de grasa visceral	4,0	kg
Grado de obesidad	+20,5 (-10,0 ~ +10,0) %	
Circunferencia abdominal	97,2 (Menos de 102cm)	cm
Puntaje total	63	puntos

Evaluación del equilibrio corporal

Parte superior del cuerpo I/D	<input checked="" type="checkbox"/> Equilibrado	<input type="checkbox"/> desequilibrado I	<input type="checkbox"/> desequilibrado II
Parte inferior del cuerpo I/D	<input checked="" type="checkbox"/> Equilibrado	<input type="checkbox"/> desequilibrado I	<input type="checkbox"/> desequilibrado II

Guía de control

Peso objetivo	57,9	kg
Control de peso	-11,6	kg
Control de músculo	+1,3	kg
Control de grasa	-12,9	kg
Proporción de ECW	0,377	(Óptimo)

Masa magra segmentaria (según el peso estándar)

Brazo derecho	2,37 kg	[2,33 ~ 2,85]	/En forma
Brazo izquierdo	2,36 kg	[2,33 ~ 2,85]	/En forma
Tronco	20,31 kg	[17,54 ~ 21,44]	/En forma
Pierna derecha	7,08 kg	[6,44 ~ 7,87]	/En forma
Pierna izquierda	7,08 kg	[6,44 ~ 7,87]	/En forma

Impedancia (480)

Freq	5K	50K	250K
RA.Imp.	297	263	217
LA.Imp.	295	263	220
Trunk	37	33	27
RL.Imp.	207	184	153
LL.Imp.	205	184	154

Análisis de presión arterial

Sistólica	mmHg	Diastólica	mmHg
Pulso	bpm		



Para la gestión del historial, cargue estos resultados en el sitio web usando el escaneo del código de QR.